

B60020736802

SENSODYNE
CLINICAL
REPAIR

HALEON

NEW

SENSODYNE
CLINICAL
REPAIR

WITH NOVAMIN FOR
CLINICALLY PROVEN
SENSITIVITY PROTECTION
IN 14 DAYS

مع النوفامين من أجل
حماية من الحساسية
مثبتة طبياً خلال 14 يوم



ACTIVATES

Starts repairing sensitive teeth in 2 minutes

ينشط

يبدأ في ترميم الأسنان الحساسة خلال دقيقتين



REGENERATES

the vital protective layer lost from sensitive areas

يجدد

الطبقة الواقية الحيوية المفقودة من المناطق الحساسة



PROTECTS
against sensitivity returning**

يحمي
ضد عودة الحساسية**

35%

BETTER WHITENING
ACTION***

مفعول تبييض أفضل***

** with continued twice daily use

** مع الاستعمال المستمر مرتين يومياً

*** vs Sensodyne advanced Repair & Protect
*** بالمقارنة مع سنسوداين المطور حماية وترميم

DENTIST
RECOMMENDED BRAND

SENSODYNE

STARTS TO
REPAIR
SENSITIVE
TEETH IN
2
MINS*

CLINICAL
REPAIR

CLINICALLY PROVEN SENSITIVITY PROTECTION

ACTIVE WHITE

5% NOVAMIN



Best before date: see end of carton
Do not store above 30°C

يُفضل الاستعمال قبل تاريخ: انظر نهاية الكرتون
لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من 30° درجة مئوية



Save Water- Turn off tap
whilst brushing
احفظ الماء - اترك الصنبور خلال
تفريش الأسنان

Saudi Arabia: mystory.sa@haleon.com
Other Countries: mystory.ae@haleon.com
Saudi Arabia: 8008447012
Other Countries: +97316500404
www.sensodyne-me.com

75 ml e مل ٧٥

Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies
العلامات التجارية مملوكة أو مرخصة لمجموعة شركات هاليون
Manufactured by Haleon Lervice s.r.o., Slovakia for Haleon UK Trading Limited, UK.
Made in Slovakia.

منع من قبل هاليون لتفريش أسناب، سولوفيا لصالح شركة هاليون يو كيه للتجارة
المحدودة، المملكة المتحدة، صنع في سلوفاكيا.

المكونات المفعلة: يحتوي على فلورايد الصوديوم بنسبة ٢١٥، ٠، ٠٪ و٢٠٪ (فلورايد - ١٥٠ بي بي إم)

المكونات النشطة: Contains Sodium Fluoride 0.315%w/w (1450 ppm Fluoride)

Ingredients: Glycerin, PEG-8, Hydrated Silica, Calcium Sodium Phosphosilicate (NOVAMIN), Perlite, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Aroma, Carbomer, Silica, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Limonene, CI 74260, CI 74260



كرتون / CARTON

أنبوب وغطاء / TUBE & CAP

قابل لإعادة التدوير / RECYCLABLE

قابل لإعادة التدوير / RECYCLABLE

HALEON

يوصي بها أطباء الأسنان

سنسوداين



الأسنان الحساسة خلال
يبدأ في ترميم
دقيقة*

جديد

كلينيكال

ترميم

حماية من الحساسية مثبتة طبياً

تبييض فعال

* For Clinically proven sensitivity Protection in 14 days