

B60020701702

SENSODYNE
CLINICAL
REPAIR

SENSODYNE
CLINICAL
REPAIR

WITH NOVAMIN FOR
CLINICALLY PROVEN
SENSITIVITY PROTECTION
IN 14 DAYS

مع النوفامين من أجل
حماية من الحساسية
مثبتة طبيياً خلال 14 يوم



ACTIVATES

Starts repairing sensitive teeth in 2 minutes

ينشط

يبدأ في ترميم الأسنان الحساسة خلال دقيقتين



REGENERATES

the vital protective layer lost from sensitive areas

يجدد

الطبقة الواقية الحيوية المفقودة من المناطق الحساسة



PROTECTS

against sensitivity returning**

يحمي ضد عودة الحساسية**

32%

MORE EFFECTIVE
CLEANING ACTION***

عملية تنظيف أكثر فعالية***

أيضاً لطيف على الأسنان الحساسة still gentle on sensitive teeth

**with continued twice daily use/
**مع الاستعمال المستمر مرتين يومياً

***vs Sensodyne Advanced Repair & Protect/
***بالمقارنة مع سنسوداين المتطور حماية وترميم

NEW

HALEON

DENTIST
RECOMMENDED BRAND

SENSODYNE

STARTS TO
REPAIR
SENSITIVE
TEETH IN

2
MINS*

CLINICAL
REPAIR

CLINICALLY PROVEN SENSITIVITY PROTECTION

DEEP CLEAN

5% NOVAMIN



Best before date: see end of carton
Do not store above 30°C

يُفضل الاستعمال قبل تاريخ: انظر نهاية الكرتون
لا يُحفظ في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية



Save Water- Turn off tap
whilst brushing

احفظ الماء - اقلق الصنبور خلال
تفريش الأسنان

Saudi Arabia: mystory.sa@haleon.com
Other Countries: mystory.ae@haleon.com

Saudi Arabia: 8008447012
Other Countries: +97316500404

www.sensodyne-me.com

75 ml e مل ٧٥

Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies
العلامات التجارية مملوكة أو مرخصة لمجموعة شركات هاليون
Manufactured by Haleon, Levice s.r.o., Slovakia for Haleon UK Trading Limited, UK.
صنع في هاليون ليتيفي أس آر أو ، سلوفاكيا لصالح شركة هاليون يو فيه للتجارة
الحدودة ، المملكة المتحدة ، صنع في سلوفاكيا.

Active Ingredients: Contians Sodium Fluoride 0.315%w/w (1450 ppm Fluoride)
(NOVAMIN), PEG-8, Hydrated Silica, Calcium Sodium Phosphosilicate
Carborner, Silica, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, CI 74160, CI 74260

المكونات الفعالة: يحتوي على فلورايد الصوديوم بنسبة 0.315%w/w (1450 ppm فلورايد) (NOVAMIN)، PEG-8، هيدرات السيليكا، كالكسيوم صوديوم فوسفوسيليكات، كاربونر، سيليكا، صوديوم فلورايد، صوديوم سكارام، CI 74160، CI 74260

Ingredients: Glycerin, PEG-8, Hydrated Silica, Calcium Sodium Phosphosilicate
(NOVAMIN), Perfite, Aroma, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate,
Carborner, Silica, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, CI 74160, CI 74260

المكونات: الجليسرين، PEG-8، هيدرات السيليكا، كالكسيوم صوديوم فوسفوسيليكات، بيرفيت، أروما، كوكاميدوبروبيل بيتاين، صوديوم ميثيل كوكويل تاورات، كاربونر، سيليكا، صوديوم فلورايد، صوديوم سكارام، CI 74160، CI 74260



HALEON

يوصي بها أطباء الأسنان

سنسوداين

يبدأ في ترميم
الأسنان الحساسة خلال
دقيقة*



كليبنيكال

ترميم

حماية من الحساسية مثبتة طبيياً

تنظيف عميق

جديد

* For Clinically proven sensitivity Protection in 14 days